

EN *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 eye drops
soothing • moisturising • protecting
blink[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops are formulated to soothe, moisturise and protect dry-feeling or irritated eyes. Combining liposomes, sodium hyaluronate and vitamin E these TRIPLE ACTION eye drops supplement and stabilize the tear film.

Indications
 For relief from dry-feeling, sore, watery or irritated eyes. Suitable for use with contact lenses.

Instructions for use:
 Always wash and dry your hands thoroughly before using *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops.

Shake before use
 • Instill 1 or 2 drops of *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION eye drops in each eye
 • Blink to spread over the eye
 • Use as often as required
 • If you wear contact lenses there is no need to remove them first

Warnings:
 • In case of eye irritation, stop using the product and contact a physician
 • Do not use if you are allergic to any of the product components.
 • Do not touch the eyes with the tip of the bottle
 • Keep away from heat sources, store in a dry place between 5 and 25°C
 • Keep out of the reach of children
 • Do not use if tamper-evident seal is broken or missing
 • Do not ingest
 • Do not use the product after the expiry date
 • Use within 90 days of first opening
 • Sterile until first opening
 • Close the bottle tightly immediately after use

Contraindications: None known.
Composition: A lax coloured, sterile isotonic, buffered solution pH 7.2 containing liposomes, sodium hyaluronate, vitamin E polyethylene glycol succinate (TPGS), polyethylene glycol 400 (PEG 400), disodium edetate, polyhexanide methylguanide and purified water. Does not contain chlorhexidine, thimerosal, benzalkonium chloride, phenoxethanol.

LOT Batch code **Use by** 25°C 5°C Temperature limitation

STERILE A Sterile. Aseptic technique Do not use if package is damaged

DA *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 øjendråber
lindrer • fugter • beskytter
blink[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber er formuleret til at lindre, fugte og beskytte tørre og irriterede øjne. Ved at kombinere liposomer, natriumhyaluronat og E-vitamin supplerer og stabiliserer disse troldobehverkende øjendråber lærefilmen.

Indikationer:
 Til lindring af tørre, smertende, rindende eller irriterede øjne. Egnet til brug med kontaktlinser.

Brugsanvisning:
 Vask og tør altid dine hænder grundigt, før du anvender *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber

Ryst før brug
 • Dyp 1 eller 2 *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øjendråber i hvert øje
 • Blink for at sprede over øjet
 • Brug efter behov
 • Du behøver ikke at fjerne dine kontaktlinser

Advarsler:
 • I tilfælde af øjenirritation: Hold op med at bruge produktet og søg lægehjælp
 • Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogen af produktets komponenter
 • Berør ikke øjnene med spidsen af flasken
 • Hold produktet væk fra varmekilder. Opbevares tæt ved mellem 5 og 25°C
 • Opbevares utilgængeligt for børn
 • Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brudt eller mangler
 • Må ikke indtages
 • Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen
 • Anvend inden for 90 dage efter åbning
 • Steril indtil produktet åbnes
 • Luk flasken tæt til lige efter brug

Kontraindikationer: Ingen kendte.
Sammensætning: En gulligfarvet, steril, isotonisk stædpudefølsning med pH 7,2 indeholdende liposomer, natriumhyaluronat, E-vitamin TPGS, polyetylen glycol 400 (PEG 400), dinatriumedetat, polyhexamethylguanid og destilleret vand. Indeholder ikke chlorhexidin, thimerosal, benzalkoniumklorid, phenoxethanol.

Symboler

Se brugsanvisningen Fremstiller **LOT** Batchkode **Anvendes inden** 25°C 5°C Temperaturgrænse

STERILE A Steril. Aseptisk teknik Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget Kasser eventuelt ubrugt væske 90 dage efter åbning af flasken

FI *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 -silmätipat
rauhhoitavat • kosteuttavat • suojaavat
blink[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätipat on suunniteltu rauhoittamaan, kosteuttamaan ja suojaamaan kuivia ja ärtynyttä silmiä. Liposomija, natriumhyaluronattia ja E-vitamiinia sisältävät kolmitoimiset silmätipat täydentävät ja tasapainottavat kyynelkalvoa.

Käyttöaiheet:
 Helpottaa kuivia, ärtäviä, vetistäviä ja ärtynyttä silmiä. Sopii myös pitoilinsien käyttäjille.

Käyttöohje:
 Pese ja kuivaa kädet huolellisesti aina ennen kuin käytät *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja.

Ravistettava ennen käyttöä
 • Ammotalet 1 tai 2 tippaa *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja kumpaankin silmään
 • Levitä silmän pinnalle silmäluomia räpäyttämällä
 • Käytä aina tarvittaessa
 • Jos käytät pitoilinssejä, niitä ei tarvitse ottaa ensin pois

Kuvarmerkit

Tutustu käyttöohjeisiin Valmistaja **LOT** Eräkkoodi **Käytettävä ennen** 25°C 5°C Lämpötilarajitus

STERILE A Steriili. Aseptinen tekniikka Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut Hävitä kaikki jäljellä oleva neste 90 päivän kuluessa siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran

NO *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 øyedråper
lindrende • fuktighetsgjørende • beskyttende
blink[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper er sammensatt for å lindre, fukte og beskytte øyne som kjennes tørre eller irriterete. Disse trippelverkende øyedråpene kombinerer liposomer, natriumhyaluronat og vitamin E for å supplere og stabilisere tårefilmen.

Indikasjoner:
 For lindring av øyne som kjennes tørre, rennende eller irriterete. Egnert til bruk med kontaktlinser.

Bruksanvisninger:
 Vask alltid hendene og tørk dem før du bruker *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper.

Ristes før bruk
 • Plasser 1 eller 2 dråper med *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION øyedråper i hvert øye
 • Blink for å spre dråpene over hele øyet
 • Brukes så ofte det er behov
 • Hvis du bruker kontaktlinser, behøver du ikke fjerne dem først

Advarsler:
 • Ved irriterete øyne må du slutte å bruke produktet og kontakte en øyrellege
 • Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av stoffene i produktet
 • Ikke berør øynene med flaskespissen
 • Oppbevares vekk fra varmekilder og på et tørt sted mellom 5 og 25°C
 • Oppbevares utilgjengelig for barn
 • Skal ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler
 • Må ikke svelges
 • Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen
 • Brukes innen 90 dager etter første åpning
 • Steril til første åpning
 • Lukk flaskene godt igjen umiddelbart etter bruk

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.
Sammensætning: En linfargert, steril, isotonisk, buffret løsning med pH 7,2 som inneholder liposomer, natriumhyaluronat, vitamin E polyetylen glykolsuksinat (TPGS), polyetylen glycol 400 (PEG 400), dinatrium-edetat (EDTA), polyhexametylenbiguanid (PHMB) og renset vann. Inneholder ikke klorhexidin, thimerosal, benzalkoniumklorid, fenoksyetanol.

Symboler

Se bruksanvisningen Produsent **LOT** Batch-kode **Brukes innen** 25°C 5°C Temperaturbegrensning

STERILE A Steril. Aseptisk teknikk Skal ikke brukes om emballasjen er skadet Kast gjenværende oppløsning 90 dager etter at flasken ble åpnet

SV *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION 3in1 ögondroppar
lindrande • fuktande • skyddande
blink[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar är sammansatta för att lindra, fukta och skydda ögon som känns torra eller irriterade. Genom att kombinera liposomer, natriumhyaluronat och vitamin E, kompletterar och stabiliserar dessa trippelverkande ögondroppar tårfilmen.

Användningsområden:
 Lindrar när ögonen känns torra, ömma, rinnande eller irriterade. Lämpig för användning med kontaktlinser.

Brugsanvisning:
 Tvätta och torka alltid händerna noggrant innan du använder *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar.

Omskas före användning
 • Droppa 1 eller 2 droppar *blink*[®] intensive TRIPLE ACTION ögondroppar i vardera ögat
 • Blinka för att sprida över ögat
 • Använd vid behov
 • Om du använder kontaktlinser behöver du inte ta ut dem först


Varningar:
 • I fall av ögonirritation ska du sluta använda produkten och kontakta en öptiker
 • Använd inte lösningen om du är allergisk mot något av innehållsämna
 • Låt inte flaskspetsen komma i kontakt med ögonen
 • Skyddas mot värme, förvaras svalt och tørt mellan 5 och 25°C
 • Förvaras utom räckhåll för barn
 • Använd ej om säkerhetsförseglingen är bruten eller saknas
 • Får inte förtäras
 • Använd inte produkten efter utgångsdatum
 • Använd inom 90 dagar efter det första öppnandet
 • Steril tills den öppnas första gången
 • Stäng flaskan noga omedelbart efter användning

Kontraindikationer: Inga kända.
Sammensætning: En linfärgad, steril, isoton, buffrad lösning med pH 7,2, som innehåller liposomer, natriumhyaluronat, vitamin E polyetylen glykolsuksinat (TPGS), polyetylen glycol 400 (PEG 400), dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid (PHMB) och renat vatten. Innehåller inte klorhexidin, thimerosal, benzalkoniumklorid eller fenoksyetanol.

Symboler

Se bruksanvisningen Tillverkare **LOT** Partinummer **Används före** 25°C 5°C Temperaturgräns

STERILE A Steril. Aseptisk teknik Använd inte om förpackningen är skadad Kassera all överbliven vätska 90 dagar efter det att flaskan öppnats



AM70521UN12C
 Revision Date: 07/2017
 F200 Rev. 18/07/2017

CE 0051
 Omisan farmaceutici
 Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy
 Distributed by AMO Ireland
 Block B, Liffey Valley Office Campus
 Quarryvale, Co Dublin, Ireland
blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
 © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017

XXXXX XX

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

10ml INSERT
 150mm x 100mm

AM01730

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																	
Artwork Specifications	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4																	
Last Update: 28/07/2017 - 16.30 v2																	
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)											BLACK				
INK(S)																	
			BLACK														