

blink-n-clean® 15ml

TOP FRONT

(EN) For clearer, more comfortable contact lenses during wear

blink-n-clean® drops are formulated to give contact lens wearers clearer, more comfortable lenses throughout the day without the need to remove them first. This gentle solution does more than just re-wet; it washes away natural debris and protein build up to leave lenses clear, fresh and comfortable. Particularly useful for extended wear lenses or when wearing lenses for longer periods of time.

NO NEED TO REMOVE LENSES

Directions for use:

- Apply one or two drops to each eye up to four times daily
- Blink to wash the lens

Precautions:

All instructions must be followed. Failure to do so may result in serious eye infection or injury.

- Do not use if tamper-evident seal is broken or missing
- Close the bottle tightly immediately after use
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- Do not use more than four times a day
- Do not drink the solution
- Store between 5°C and 25°C
- Keep out of reach of children
- Do not use after the expiry date
- Discard any remaining solution 60 days after first opening the bottle
- To avoid contamination do not touch bottle tip on any surface

Contains:

Sodium Chloride
Tromethamine
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
EDTA
Polyhexamethylene biguanide 0.0001%
Purified water

(FR) Pour une vision plus nette et plus confortable sans avoir à retirer les lentilles

Les gouttes blink-n-clean® sont formulées pour apporter à leurs utilisateurs une lentille plus nette et plus confortable tout au long de la journée, et ne nécessitent pas le retrait préalable des lentilles. Cette solution douce ne fait pas que lubrifier la lentille, elle la débarrasse des dépôts naturels et des protéines accumulées, pour apporter une netteté, une fraîcheur et un confort incomparables. Ce produit convient particulièrement aux lentilles à port prolongé ou de longue durée.

INUTILE DE RETIRER LES LENTILLES

Mode d'emploi :

- Instiller une ou deux gouttes dans chaque oeil, jusqu'à 4 fois par jour
- Cligner des yeux pour nettoyer la lentille

Précautions d'utilisation :

Suivre attentivement les instructions de cette notice. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner l'apparition d'une infection oculaire grave.

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente
- Bien fermer le flacon après usage
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Ne pas utiliser plus de 4 fois par jour
- Ne pas avaler la solution
- Conserver entre 5 et 25 °C
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Jeter toute solution restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Afin d'éviter les risques de contamination, se garder de tout contact avec l'embout du flacon

Composition :

Chlorure de sodium
Trométhamine
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
EDTA
Polyhexaméthylène biguanide 0,0001%
Eau purifiée

Symbols • Symboles

Consult instructions for use
Consulter la notice d'instructions

STERILE A Sterile-Aseptic technique
Stérile-Technique aseptique

LOT Batch code
Numéro de lot

Do not use if package is damaged
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Use by
Date de péremption

Temperature limitations
Conditions limites de température

Discard any remaining solution 60 days after first opening
Jeter toute solution restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon

CE 0123 **STERILE A**

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
blink-n-clean is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., 2018

CE mark size/proportions complies with European Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex XII

blink-n-clean® 15ml

TOP BACK

(DE) Für sauberere und angenehmere Kontaktlinsen während des Tragens

blink-n-clean® Reinigungstropfen wurden speziell konzipiert, um Kontaktlinsenträgern den ganzen Tag angenehmes Kontaktlinsentragen zu ermöglichen, ohne dass die Kontaktlinsen vom Auge genommen werden müssen. Die milden Reinigungstropfen sind weitaus mehr als eine Nachbenetzungslösung. Einige Tropfen blink-n-clean® während des Tragens entfernen Schmutzpartikel und Proteinablagerungen sanft von Ihren Linsen. So bleiben Ihre Linsen sauber und angenehm zu tragen.

Dies gilt besonders für Linsen mit verlängerter Tragedauer und für Tageslinsen, die über viele Stunden getragen werden.

EIN HERAUSNEHMEN DER KONTAKTLINSEN IST NICHT ERFORDERLICH

Gebrauchsanweisung:

- Geben Sie bis zu viermal täglich einen oder zwei Tropfen in jedes Auge
- Blinzeln, um die Linsen zu reinigen

Vorsichtshinweise:

Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation. Eine Missachtung insbesondere der Pflegeanweisungen und Hygienevorschriften kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und -schäden führen.

- Nicht verwenden, wenn Sicherheitsversiegelung fehlt oder nicht mehr intakt ist
- Nach Anwendung Flasche sofort fest verschließen
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Bitte nicht mehr als viermal täglich anwenden
- Lösung nicht einnehmen
- Zwischen 5°C und 25°C aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Schütten Sie Lösungsreste 60 Tage nach erstem Anbrechen der Flasche weg
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropföffnung nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge

Enthält:

Natriumchlorid
Trometamol
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
Dinatriummedta
Polyhexamethylenbiguanid – 0,0001%
Gereinigtes Wasser

(NL) Voor helderdere, comfortabelere contactlenzen tijdens het dragen

blink-n-clean® druppels zijn zo samengesteld dat ze personen die contactlenzen dragen overdag een helderder en comfortabeler zicht geven zonder dat ze eerst de lenzen moeten uitnemen. Deze milde oplossing doet meer dan alleen maar opnieuw bevochtigen; de oplossing spoelt alle natuurlijke stoffen en eiwitten die zich opgestapeld hebben weg zodat de lenzen opnieuw helder, fris en comfortabel zijn. Bijzonder nuttig voor lenzen voor langdurig gebruik of voor personen die lenzen gedurende langere tijd dragen.

U HOEFT DE LENZEN NIET UIT TE NEMEN

Gebruiksaanwijzing:

- Druppel maximaal 4 keer per dag één of twee druppels vloeistof in ieder oog
- Knipper om de lens te spoelen

Voorzorgsmaatregelen:

Om ooginfecties of -aandoeningen te voorkomen, dienen de gebruiksaanwijzingen goed opgevolgd te worden.

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
- De flacon na gebruik onmiddellijk goed afsluiten
- Niet gebruiken in geval van allergie voor een van de bestanddelen
- Gebruik niet vaker dan 4 keer per dag
- Niet om in te nemen
- Bewaren tussen 5°C en 25°C
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- De vloeistof die 60 dagen na het openen van de flacon nog over is niet meer gebruiken
- Vermijd aanraking van de druppelaar van de flacon met andere oppervlakken om verontreiniging te voorkomen en vermijd direct contact met het oog

Samenstelling:

Sodium chloride
Trometamol
Hydroxypropylmethylcellulose
Tyloxapol
Dinatrium edetaat
Polyhexamethyleen biguanide - 0,0001%
Gezuiverd water

Symbole • Symbolen

Bitte beachten Sie die Packungsbeilage
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik

STERILE A Sterilisation durch Aseptische Technik
Steril-Aseptische techniek

LOT Lotnummer
Partij nummer

Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is

Verfallsdatum
Niet gebruiken na

Temperaturebegrenzung
Bewaartemperatuur

Schütten Sie Lösungsreste 60 Tage nach erstem Anbrechen der Flasche weg
De vloeistof die 60 dagen na het openen van de flacon nog over is niet meer gebruiken

AM70434UQ12D
Revision Date: 04/2018

XXXXX XX

10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																					
Artwork Specifications																					
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																				
Last Update: 24/04/2018 - 14.00 v1																					
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)														BLACK					
INK(S)																					
				BLACK																	