

**(EN) blink® refreshing hydrating eye mist 10ml**  
**For relief from dry-feeling, tired or irritated eyes**  
 blink® refreshing hydrating eye mist is a biocompatible lubricating, moisturizing and refreshing ophthalmic solution.  
**Indications:**  
 Spray onto the open eye for relief from dry-feeling, tired or irritated eyes caused by prolonged computer use, driving, contact lens wear, insufficient tearing, smoky or air conditioned environments, exposure to wind and dust. Suitable for use with contact lenses.  
**Instructions for use:**  
 • Hold the bottle firmly, without covering the spray opening, about 10cm directly to the side of your eye  
 • Look straight ahead, press firmly twice per eye  
 • Use as often as required  
 • If you wear contact lenses there is no need to remove them first  
**Symbols**  
 Consult instructions for use Manufacturer Batch code Use by 25°C Temperature limitation  
 Sterile, Aseptic technique Do not use if package is damaged

**(DA) blink® refreshing hydrerende øjenspray 10ml**  
**Lindrer og afhjælper følelsen af tørre, trætte eller irriterede øjne**  
 blink® refreshing og hydrerende øjenspray er en biokompatibel, smørende, fugtende og optiskende oftalmisk opløsning.  
**Indikationer:**  
 Spray i det åbne øje for at afhjælpe følelsen af tørre, trætte eller irriterede øjne forårsaget af langvarig computerbrug, kørsel, kontaktlinsebrug, manglende fødeindtagelse, miljøer med røg eller klimaanlæg, eksponering over for vind og støv.  
 Egnet til anvendelse sammen med kontaktlinser.  
**Brugsanvisning:**  
 • Hold fast i flasken uden at dække åbningen og hold den ca. 10cm direkte ved siden af øjet  
 • Se lige frem og tryk godt ned to gange pr. øje  
 • Anvendes efter behov  
 • Det er ikke nødvendigt at fjerne kontaktlinser før spraying  
**Symbols**  
 Se brugsanvisningen Producent Batchkode Sidsste anvendelsesdato 25°C Temperaturgrænse  
 Steril. Aseptisk teknik Pakningen må ikke bruges, hvis den er beskadiget

**(FI) blink® refreshing kosteuttava silmäsuihke 10ml**  
**Helpottaa kuivia, väsyneitä ja ärtynyttä silmiä**  
 blink® refreshing kosteuttava silmäsuihke on bioyhteensopiva, voitelava, kosteuttava ja virkistävä oftalmien.  
**Käyttöaiheet:**  
 Suihkutetaan avoimeen silmään helpottamaan kuivia, väsyneitä tai ärtynyttä silmiä, joiden syynä on tietokoneen käyttö, autoilua ajaminen, pilottien käyttö, riihtämälön kynnelöinti, saunointi tai ilmastointi ympäristö, allistus tuulelle ja pölylle.  
 Sopii myös pilottien käyttäjille  
**Käyttöohje:**  
 • Pidä pulaa väkään, suihkutusaukkoa peittäämättä, noin 10cm:n päässä silmän sivusta  
 • Katso suoraan eteenpäin ja paina lujasti kaksi kertaa kummallekin silmälle  
 • Käytä aina tarvittaessa  
 • Jos käytät pilottisäjiä, niitä ei tarvitse ottaa ensin pois  
**Symbolit**  
 Lue käyttöohjeet Valmistaja Eränumero Käytettävä ennen 25°C Lämpötilarajoitus  
 Steriili. Aseptinen tekniikka Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut

**(NO) blink® refreshing og hydrerende øyespray 10ml**  
**For lindring av tørre, trætte eller irriterte øyne**  
 blink® refreshing hydrerende øyespray er en biokompatibel, smørende, fuktende og forfriskende oftalmisk oppløsning.  
**Indikationer:**  
 Sprays på det åpne øyet for lindring av tørre, trætte eller irriterte øyne forårsaket av langvarig bruk av datamaskin, bilkjøring, bruk av kontaktlinser, ålstrøkkelig færdrettelse, røykluft eller luftkondisjonerte miljøer, eksponering for vind og støv.  
 Egnet til bruk med kontaktlinser.  
**Brugsanvisning:**  
 • Hold flasken fast uten å dekke til sprayåpningen, omtrent 10cm fra siden av øyet  
 • Se rett frem og tryk hardt to ganger per øye  
 • Brukes så ofte det er behov  
 • Hvis du bruker kontaktlinser, behøver du ikke fjerne dem først  
**Advarsler:**  
 • Ved irriterede øyne må du slutte å bruke produktet og kontakte en øylege  
 • Skal ikke brukes hvis du er overfølsom for noen av ingrediensene  
 • Ikke berør øyeveriflaten med sprøyten  
 • Beskyttes mot varme og oppbevares på et tørt sted mellom 5 °C og 25 °C  
 • Oppbevares ulgjengelig for barn  
 • Skal ikke drikkes  
 • Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen  
 • Bruk innen 90 dager etter første gangs bruk/spray  
 • Steril fram til første gangs bruk/spray  
 • Sett på lokket umiddelbart etter bruk  
**Kontraindikasjoner:** Ingen kjente.  
**Sammensetning:** Steril, isotonisk, buffret oppløsning på pH 7.2 som inneholder natriumhyaluronat, dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid og renset vann.  
 Inneholder ikke klorheksidin, timerosal, benzalkoniumklorid, fenoksyetanol.  
**Symbols**  
 Se bruksanvisningen Producent Batchkode Brukes før 25°C Temperaturgrense  
 Steril. Aseptisk teknik Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet

**(SV) blink® refreshing fuktande ögonspray 10ml**  
**Lindrar när ögonen känns torra, trötta och irriterade**  
 blink® refreshing, fuktande ögonspray är en biokompatibel, smörjande, fuktande och uppfreskande oftalmisk lösning.  
**Användningsområden:**  
 Spraya det öppna ögat för att lindra ögon som känns torra, trötta eller irriterade på grund av långvarig datoranvändning, bilkörning, kontaktlinsanvändning, otillräcklig vätskeintag, rökiga eller luftkonditionerade miljöer, exponering för blåst och damm.  
 Lämpig för användning med kontaktlinser.  
**Brugsanvisning:**  
 • Håll flaskan stadigt, utan att täcka över sprayöppningen, cirka 10cm från sidan av ögat  
 • Titta rakt framåt och tryck stadigt två gånger per öga  
 • Använd vid behov  
 • Om du använder kontaktlinser behöver du inte ta ut dem först  
**Varningar:**  
 • I fall av ögonirritation ska du sluta använda produkten och kontakta en optiker  
 • Använd inte lösningen om du är allergisk mot något innehållsstämne  
 • Vidör inte ögats yta med munstycket  
 • Skyddas mot värme, förvaras svalt och torrt mellan 5 och 25 °C  
 • Förvaras utom räckhåll för barn  
 • Får ej förtäras  
 • Använd inte produkten efter utgångsdatum  
 • Använd inom 90 dagar efter det första användningen/sprayningen  
 • Steril fram till första användningen/sprayningen  
 • Sätt tillbaka locket omedelbart efter användning  
**Kontraindikationer:** Inga kända.  
**Sammensättning:** Steril, isoton, buffrad lösning med pH 7.2 som innehåller natriumhyaluronat, dinatriumedetat, polyhexametylenbiguanid och renat vatten.  
 Innehåller inte klorhexidin, timerosal, bensalkoniumklorid eller fenoxystanol.  
**Symbols**  
 Se bruksanvisningen Tillverkare Partikod Bäst före 25°C Temperaturgräns  
 Steril. Aseptisk teknik Använd inte om förpackningen är skadad

CE 0051 AM70408UN11C  
 Revision Date: 07/2017  
 F168 Rev. 18/07/2017  
 Omisan pharmaceutical  
 Via Galilei, Guidonia M. (RM) - Italy  
 Distributed by AMO Ireland  
 Block B, Liffey Valley Office Campus  
 Quarryvale, Co Dublin, Ireland  
 blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
 © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017  
 XXXXX XX

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

10ml INSERT  
 150mm x 100mm

AM01730

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

<b>DC • Labeling &amp; Packaging</b>																					
<b>Artwork Specifications</b>																					
<b>Platform:</b> MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMearing/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																				
<b>Last Update:</b> 17/08/2017 - 14.00 v3																					
<b>Note:</b> This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1"> <tr> <td>INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	INK(S)														BLACK					
INK(S)																					
				BLACK																	