

All copy and logo's print 100% black unless stated

blink®
intensive PLUS^{TOP FRONT}
liquid gel eye drops
10ml



(EN) Long lasting relief from persistent feelings of dry, irritated eyes
A more viscous formulation to help give lasting relief from persistent feelings of dry, irritated eyes. Recommended for both day-time and night-time use.

Indications
Irritated, uncomfortable eyes.

Contraindications
No known contraindications.

Instructions for use

- Place 1 or 2 drops in affected eye as required
- Blink several times to wash the eye
- Use as often as required

Precautions

- Temporary blurring of vision may occur immediately after use of the eye drops. Wait for this to clear before continuing with activities that could be hazardous with blurred vision
- It is recommended that contact lenses are removed before use and re-inserted when any temporary blurring of vision has cleared
- Do not use if the tamper-evident seal is broken or missing
- Do not swallow the solution
- Do not use if allergic to any of the ingredients
- To avoid contamination do not touch bottle tip on any surface and avoid contact with eyes
- Do not use after the expiry date
- Keep out of the reach of children
- Store between 5°C and 25°C
- Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle
- Potential risks, side effects or complications generally associated with eye drops are:
Allergic reaction, inflammatory reaction or infections
- Do not use in conjunction with other eye medication without first consulting your eye care professional

If you have continued problems please discuss with your eye care professional.

Side Effects
No known side effects.

Contains:
Polyethylene glycol 400 (PEG 400) – 0.25%
OcuPure® preservative (sodium chlorite)
Sodium hyaluronate – 0.38%
Boric acid
Sodium borate
Sodium chloride
Potassium chloride
Calcium chloride
Magnesium chloride
Purified water

SYMBOLS

Consult instructions for use	Manufacturer	Temperature limitation
STERILE A Sterile. Aseptic technique	LOT Batch code	Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle
Do not use if package is damaged	Use by	

CE 0123 **STERILE A**

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland
blink and OcuPure are trademarks of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

blink®
intensive PLUS^{TOP BACK}
gotas oculares de gel líquido/gotas oftálmicas em gel líquido
10ml



(ES) Alivio duradero para la sensación persistente de ojos secos e irritados
Una fórmula más viscosa para ayudar a lograr un alivio duradero de la sensación persistente de ojos secos e irritados. Se recomienda su uso tanto de día como de noche.

Indicaciones
Ojos irritados y con molestias.

Contraindicaciones
No se conocen contraindicaciones.

Instrucciones de uso

- Poner 1 o 2 gotas en el ojo afectado cuando sea necesario
- Papadear varias veces para humectar el ojo
- Usar tantas veces como sea necesario

Precauciones

- Es posible apreciar visión borrosa inmediatamente después de usar estas gotas oculares. Esperar hasta que la visión sea clara para realizar actividades que puedan ser peligrosas con visión borrosa
- Se recomienda quitar las lentes de contacto antes de usar este producto y volver a ponerlas cuando la visión borrosa haya desaparecido
- No usar el producto si falta el precinto de seguridad o está roto
- No ingerir la solución
- No usar el producto en caso de ser alérgico a alguno de los ingredientes
- Para evitar la contaminación, evitar el contacto de la punta del envase con cualquier superficie o con los ojos
- No usar una vez pasada la fecha de caducidad
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener el producto a una temperatura entre 5°C y 25°C
- Deseche la solución restante 45 días después de abrir el envase por primera vez
- Los riesgos potenciales, los efectos secundarios y las complicaciones que normalmente se asocian con las gotas oculares son: reacción alérgica, reacción inflamatoria o infecciones
- No usar al mismo tiempo que otro medicamento oftalmológico sin consultar antes al especialista

En caso de presentar problemas continuados, consulte al especialista.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios.

Contiene:
Polietilenglicol 400 (PEG 400) – 0,25%
Conservante OcuPure® (clorito sódico)
Hialuronato sódico – 0,38%
Ácido bórico
Borato sódico
Cloruro sódico
Cloruro potásico
Cloruro cálcico
Cloruro magnésico
Agua purificada

SYMBOLS

Consulte las instrucciones de uso Consultar as instruções de utilização	Fabricante	Limite de temperatura
STERILE A Estéril. Técnica aséptica	LOT Número de lote	Deseche la solución restante 45 días después de abrir el envase por primera vez Eliminar qualquer solução restante 45 dias após a primeira abertura do frasco
No utilizar si el embalaje está dañado Não utilizar se a embalagem estiver danificada	Fecha de caducidad Prazo de validade	

AM70515AX12D
Revision Date: 04/2018

XXXXXX XX

10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH
EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE
93/42/EEC Annex XII.

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK

DC • Labeling & Packaging																						
Artwork Specifications																						
Platform: MAC - Adobe Illustrator CS4	- ARTWORK IS ACTUAL SIZE. - DROP KEYLINES AND CALLOUTS BEFORE PROCESSING. - ALL COPY MUST BE CLEAR & LEGIBLE. - SMEARING/BROKEN TYPE IS NOT ACCEPTABLE.																					
Last Update: 19/04/2018 - 13.00 v1																						
Note: This colour copy is to show size, copy placement and colour breaks. Actual colours will be matched on press to approved colour standards and/or PMS colour swatches.	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">INK(S)</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="font-size: 8px;">BLACK</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								INK(S)										BLACK			
INK(S)																						
			BLACK																			